

## ME100N 多管涡旋混匀仪

### 应用领域

多管涡旋混匀仪采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的试管固定海绵，能够对各类常用试管进行混匀培养，一次可混合处理 50 个样品。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

### 产品特点

1. 一键式旋钮操作模式，简单易用。
2. 1min ~ 99h59min 范围内任意设定定时时间，运行结束后自动发出提示音。
3. 多种海绵试管架可选，用途广泛。
4. 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。
5. 直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命免保养。
6. 可以一次处理 50 个试验样品，让实验高效快捷。
7. 操作面板简洁，微处理器精确控制，LED 实时显示速度和时间。
8. 人性化的程序设计，内置点动和定时，脉冲三种操作模式。

### 技术参数

转 速： 500~2500rpm (可定做 3000rpm)

振 幅： 4mm 水平回转

时间设置： 1min ~ 99h59min

载重： 4.5kg

输入功率： 70W

外形尺寸： 410x276x432mm (长宽高)

重 量： 20kg



试管架型号	试管架规格	适用试管规格(外径/mm)
ME100N-10	50 x $\phi$ 10mm	$\phi$ 9~ $\phi$ 10mm
ME100N-12	50 x $\phi$ 12mm	$\phi$ 11~ $\phi$ 13mm
ME100N-15	50 x $\phi$ 15mm	$\phi$ 14~ $\phi$ 17mm
ME100N-20	50 x $\phi$ 20mm	$\phi$ 18~ $\phi$ 21mm
ME100N-25	15 x $\phi$ 25mm	$\phi$ 24~ $\phi$ 27mm
ME100N-29	15 x $\phi$ 29mm	$\phi$ 28~ $\phi$ 32mm

标配一个试管架，若增配费用另加。