

JYD-400LC 拍击式均质器

拍击式均质器是用来将不同的物质进行均质,以获得该物质具有代表意义的样本。该装置简单耐用,只需将样品和稀释加入到无菌的过滤器样品袋中,然后将样品袋放入均质袋中,关上门即开始和完成样品的处理。该装置可以有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部具有充分的代表性。

1. 噪音小、易操作,大屏幕液晶显示,可储存 8 组工作程序;
2. 机体全部钢体材料为不锈钢;
3. 为使不同处理量的样品达到较大的均质效果,特设拍击板调节装置(拍击器可调整前后距离);
4. 可调整的均质时间; 5. 固定的或可变的均质速度;
6. 渐进式均质,卓越的细胞保护;

技术参数

系列型号	JYD-400LC
控制方式	微电脑控制
参数储存	8 组多段程序
显示方式	4.3 寸触摸屏
定时范围	0.1-99 分 59 秒或连续
拍击速度	3-12 次/秒
加热功能	有
温控范围	室温~60℃
灭菌功能	有, 消毒波长 253.7nm