

K30 恒温金属浴（干式恒温器）

产 品 用 途

上海五相仪器恒温金属浴是采用微电脑控制的金属浴装置，以代替传统的水浴装置，可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。**主 要 特 点** 温度、时间 LED 显示，同时显示实时温度和恒温倒计时时间

采用金属模块，可使样品免受污染

金属模块能方便更换，便于清洁、消毒

风扇冷却，降温快，内置超温保护装置，使用更可靠

温度偏差校准，运行结束后蜂鸣器报警提示

透明机盖防止实验误差

自动故障检测及报警功能

上 海 五 相 产 品 参 数 控温范围：RT+5℃～100℃

升温时间：≤25 分钟（从 20℃升至 100℃）

控温精度：≤±0.5℃

显示精度：0.1℃

模块温度均匀性：≤±0.5℃

最大功率：150W

最高温度：105℃

时间设置：最长 99h59min

标配模块：61x0.5ml 或 41x1.5ml（可另配其他规格的模块）