

TS-1 脱色摇床

适用领域

TS-1 脱色摇床脱色、转移、万向摇床系列广泛用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等。放射自显影实验中 X 光底片的显影、定影。电泳转移后，纤维素膜的进一步处理。如分子杂交、抗原体的反应和染色，并可用于细胞培养及细胞膜转移，且可放入低温恒温箱中使用。

产品特点

全新结构的脱色、转移、万向摇床系列。独具一流的流线型机体，采用增强型工程塑料成型技术，配备无刷直流电机启动，尼龙 1010 轴芯，铜制偏心套，使机体运转平稳且耐用。模压成型的天然橡胶平台能有效防止不慎流出的酸碱溶液对机器的腐蚀，且极易清洗保洁。多种运转方式全方位为您打造满意的使用途径。

产品资料

电源：220V

功率：35W

频率：40~240 转/分

旋幅：回转半径 15mm（水平回转）

速度：无极调速，表头显示

托盘：320×265mm

外观尺寸：370×335×145mm

