

拍打式样品均质器

1. 噪音小、易操作, 大屏幕液晶显示
2. 机体全部钢体材料为不锈钢系统
3. 固定或可变的均质速度, 渐进式均质, 卓越的细胞保护
4. 中央微机集中控制, 交互体验高度优化
5. 全开启式门, 易于清洗
6. 自动停止霍尔开关装置, 以防止操作失误夹伤手指

型号: JYD-400V(标准型) JYD-400S(紫外灭菌型)


JYD-400LC(紫外灭菌带温控)

广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品稀释和混合等等的均质处理, 特别适用于微生物检测样本的制备, 样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理。



主要技术参数

系列型号	JYD-400V	JYD-400S	JYD-400LC
控制方式	微电脑控制		
参数储存	8段组合编程		
显示方式	大屏幕液晶显示		
面板操作方式	触摸式		
定时范围	0.1-99h59min59s 或连续运转		
拍击速度	3-12次/秒		
加热功能	无	有	
温控范围	无	室温-60°C	
灭菌功能	无	有, 消毒波长253.7NM	
有效容积	3-400ML		
无菌袋尺寸	17*30CM		
拍击箱体材质	不锈钢+防腐喷塑		
拍击间距	0-50MM可调		
启动模式	柔和启动		
暂停功能	有		
防夹功能	带自动停止防夹功能		
电源/功率	220V/200W		220V/500W
其他	可装卸视窗钢化玻璃安全门		
外形尺寸	420*230*330mm		
仪器重量	18KG	19KG	21KG



无菌均质袋



样品均质架 (选配)